

DERMA ROLLER EVI-SKIN
KIT



DERMA ROLLER EVÌ-SKIN kit

Il kit è indicato per il viso e il décolleté, il kit comprende 1 dermaroller 0,25 , 1 Siero-roller 5ml glycerol, 1 crema rigenerante 20 ml, una fascia per i capelli, una confezione di maschere in compresse da attivare con apposito booster 5ml.

I microaghi del dermaroller aiutano a stimolare e rigenerare la cute favorendo così la penetrazione dei prodotti EVÌ. Inoltre, cosa più importante, stimola la produzione di collagene autologo. La pelle risulterà più morbida al tatto e più giovane, con una trama più fine e con meno rughe visibili.

Il derma roller EVÌ è composto da microaghi lunghi 0.25 mm. E' la giusta lunghezza per stimolare l' epidermide senza raggiungere i nervi sensori del derma. Il trattamento è indolore.

1 • DISINFETTARE IL DERMALROLLER IN ACQUA
OSSIGENATA O ALTRO DISINFETTANTE



2. Detergere il volto Applicare il siero

evi
SKIN
CARE
ITALY

Detergi la cute con il
Detergente Delicato
Senza Schiuma all'Olio di
Oliva EVÌ



Applica il siero EVÌ



3. MUOVERE IL DERMALROLLER IN TUTTE LE DIREZIONI SENZA ECCESSIVA PRESSIONE E LONTANO DALLA ZONA PERI-OCULARE E LABIALE 2 GIORNI A SETTIMANA

evi SKIN CARE
ITALY



4 • Applica la maschera 3 GIORNI A SETTIMANA

evì SKIN
CARE
ITALY

1. Apri la busta contenitore
2. Preleva la compressa EVÌ MASK
3. Immergi in un piccolo recipiente preriempiuto con la MASCHERA VITAMINICA EVÌ
4. Attendi qualche momento
5. Apri la maschera
6. Applica sul volto dando dei leggeri colpetti per eliminare le bolle e farla aderire alla pelle. Togliere la maschera dopo 10 minuti, poi lavare il viso con acqua pulita, applicare il TONICO EVÌ, la CREMA 4K EVÌ.



**5. DISINFETTARE IL DERMALROLLER
PRIMA DI RIPORLO**

evi SKIN
CARE
ITALY



EVÌ MASK È UN KIT SEMPLICE PER LA CURA DELLA PELLE

- Tessuto in fibra naturale, senza cuciture
- Senza aggiunta di sostanze chimiche, antibatterico, morbida e confortevole
- Adatto a tutti i tipi di pelle



PREPARAZIONE EVÌ MASK

Detergi la cute con il Detergente Delicato Senza Schiuma all'Olio di Oliva EVÌ, poi:

1. Apri la busta contenitore
2. Preleva la compressa EVÌ MASK
3. Immergi in un piccolo recipiente preriempito con la MASCHERA VITAMINICA EVÌ
4. Attendi qualche momento
5. Apri la maschera
6. Applica sul volto dando dei leggeri colpetti per eliminare le bolle e farla aderire alla pelle. Togliere la maschera dopo 10 minuti, poi lavare il viso con acqua pulita, applicare il TONICO EVÌ, la CREMA 4K EVÌ.