



DERMA ROLLER EVÌ CAPELLI

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare in combinazione con le lozioni anticaduta EVÌ



- Titanio medicale
- Aghi da 0,25 mm di lunghezza, sicuro per l'uso domestico.
- Adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile.
- Migliora il tasso di assorbimento dei prodotti per la cura della pelle EVÌ
- Il suo utilizzo non sarà doloroso, a volte si potrebbe verificare soltanto una piacevole sensazione di formicolio, non utilizzare su cute lesa
- Promuove l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle
- Migliora la texture della pelle
- Attenua le rughe sottili
- Il suo utilizzo sul cuoio capelluto stimola la ricrescita dei capelli e riduce la perdita di capelli in sinergia con i prodotti specifici EVÌ Solo per uso personale, non condividere con altre persone.
- Mantenere sempre pulita la parte degli aghi in titanio.
- I cosmetici EVÌ sono indicati per l'uso, altri cosmetici potrebbero risultare irritanti la cute
- Si consiglia di posizionare il DERMA ROLLER EVÌ fuori dalla portata dei bambini
- Sostituire il rullo una volta ogni mese

Basterà utilizzarlo sulla cute del cuoio capelluto esercitando una leggera pressione per ottenere effetti benefici eccezionali. Prima di procedere al trattamento con questo straordinario roller antirughe, sarà necessario applicare la LOZIONE ANTICADUTA EVÌ capelli grassi o secchi, a seconda della tendenza della propria cute, sino a completo assorbimento

1.

**DERMA ROLLER EVÌ-HAIR
ISTRUZIONI D'USO**

evì SKIN
CARE
ITALY



**-DISINFETTARE IL DERMALROLLER IN
ACQUA OSSIGENATA O ALTRO
DISINFETTANTE PER 30 SECONDI**

2.

evi SKIN CARE
ITALY



-DETERGERE IL CUOIO CAPELLUTO

3.

evi
SKIN
CARE
ITALY



**-APPLICARE LA LOZIONE ANTICADUTA
SUL CUOIO CAPELLUTO**

3.

evi SKIN CARE
ITALY



**-MUOVERE IL DERMA ROLLER EVÌ
SENZA ECCESSIVA PRESSIONE IN
TUTTE LE DIREZIONI**



5.

evi
SKIN
CARE
ITALY



**-DISINFETTARE IL DERMALROLLER PRIMA
DI RIPORLO**